

Návod na použití Bruska na nehty s nastavci JSDA JD103-H

1. Konfigurace

- Vyjměte elektrickou frézkou - rukojeť a elektrickou základnu z obalu
- Zapojte rukojeť do základny

2. Použití

- Ujistěte se, že tlačítko ON/OFF na základně je v pozici OFF a regulace rychlosti je nastavená na nejnižší poloze LOW.
- Umístěte vybranou frézkou do rukojeti s mechanismem TWIST & LOCK, kde pozice "R" znamená otevřeno a pozice "S" znamená zamčeno.
- Pokud chcete používat pedál jako spínač brusky - aktivovat a deaktivovat otáčky, zapojte jej do základny.
- Zapojte kabel brusky - základny do napájecího zdroje.
- Zapněte tlačítko ON. Na zařízení se rozsvítí zelená dioda signalizující připravenost zařízení pro práci.
- Nastavení otáček se reguluje pouze otočným knoflíkem na základně.
- Přepínač směru otáček slouží na změnu otáček vlevo, nebo vpravo.

3. Specifikace

- Vstupní napětí: AC 230V, 50/60Hz, 1A
- Výstupní napětí: DC 12V
- Výkon: 35W
- Rychlost otáčení: 0-30 000 ot./min

4. Upozornění

- Zařízení pouze pro použití, nesmí být používána venku.
- Nespouštějte zařízení, pokud není fréзка správně připojena a zajištěná.
- Navyšujte otáčky postupně, nenastavujte od začátku vyšší rychlost.
- Během práce se nedotýkejte fréz.
- Pokud chcete změnit směr otáček musíte nejdříve zařízení vypnout
- Nezakrývejte větrací otvory - otvory odvádějící teplo.
- Nepoužívejte pokud je poškozený kabel nebo jiné části zařízení.
- Odpojte zařízení z napájecí sítě (z proudu) před každým čištěním přístroje, výměnou frézek, anebo když přístroj nepoužíváte.
- Příliš vysoká rotace frézky může způsobit spálení nehtové ploténky
- Zařízení mohou používat osoby se sníženou fyzickou zdatností a fyzickými schopnostmi za předpokladu, že je zajištěn odpovídající dohled a poučení o jeho používání.
- Zařízení nesmí používat děti.
- Užívejte shodně s účelem použití zařízení. Bruska je určena k vyrovnávání a leštění nehtů, k odstranění staré vrstvy tipů a odumřelé kůže.

e129

Prohlašujeme, že dodávaný výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3: 2013
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 62233:2008
- EN 50581:2012

Zvolený postup posuzování shody

- Podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Dovozce do EU: LEOBERT sp. zo.o. sp.k., Plac Wolności 1/35, 37-400 Nisko, Polska

Prodávající: **MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady**

Tel. +420 325 610 462