

CS

POZORNĚ PŘEČÍST PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VÝROBKU

Návod a Upozornění pro použití.

Tento dokument je nezbytnou příručkou pro správné a bezpečné použití výrobků **Ledragomma Original "pezzi"® Fit-Sit®, ACTIVA®-Disc, ACTIVA®-Disc Junior a Half-Ball (verze: STANDARD nebo MAXAFE)**, protože obsahuje **veškeré informace**, nezbytné pro celkové uspokojení uživatele a **bezpečné použití** výrobku po celou dobu životnosti výrobku a/nebo jeho částí.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ – OMEZENÍ A ZÁKAZY

1. Tento výrobek byl navržen a realizován pro použití v rozličných oblastech, jako je například sport, fitness, gymnastika nebo zdravotnictví a školství. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než jsou ty, které doporučuje firma **Ledragomma**.
2. Tento produkt udrží hmotnost do :
 - Original "pezzi"® Fit-Sit® Ø cm. 38 - 250 kg. (verze: STANDARD)
 - Original "pezzi"® Activa®-Disc Ø cm. 40 - 250 kg. (verze: STANDARD nebo MAXAFE)
 - Original "pezzi"® Activa®-Disc Junior Ø cm. 30 - 150 kg. (verze: STANDARD)
 - Original "pezzi"® Half-Ball Ø cm. 14 - 150 kg. (verze: STANDARD)
3. **Nejedná se o hračku** a v každém případě není tento produkt vhodný pro děti mladší než 36 měsíců: obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí udušení.
4. **Nepoužívat výrobek pro cviky s činkami nebo jakýmkoli jiným typem závaží.**

OBSAH BALENÍ

5. Balení obsahuje jeden výrobek, tři bílé uzávěry a jeden ventilék.

ZPŮSOB A POSTUP PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

6. Tento výrobek je připraven k použití.

POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ NAFUKOVÁNÍ

7. Při následujících nafukováních, postupovat podle následujících pokynů :
 - 7.1) Uzávěr může být jednoduše vyjmut z otvoru pomocí kávové lžičky.
 - 7.2) Pomalu zahájit nafukování. Pro nafukování výrobku je nutné použít pumpičky určené pro nafukování matrací nebo pumpičky na kola (pouze v tomto případě používat přiložený ventilék) nebo kompresory. **Nenafukovat ústy.**
 - 7.3) Nepřekračovat průměr, který je uveden přímo na výrobku a/nebo na balení.
 - 7.4) Uzavřít otvor jedním z bílých uzávěrů (dvě bílých uzávěrů jsou rezervní).

OPATŘENÍ NEZBYTNÁ PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

8. Před každým použitím je nutné zkontrolovat povrch výrobek. V případě řezů, prasklin, odřenin či jakéhokoli jiného poškození povrchu nesmí být výrobek použit pro podporu těla. V těchto případech je ohrožena bezpečnost výrobek, protože může dojít k nečekanému prasknutí výrobek a pádu osoby, která je o výrobek opřena.
9. Před každým použitím výrobek je nutné očistit povrch vodou a jemným mýdlem. Odolnější skvrny mohou být očištěny naředěným lihem.

TEPLOTNÍ MEZE

10. Pozor: výrobek musí být udržován v prostředí s pokojovou teplotou (přibližně 18 - 20° C). V případě zvláště nepříznivých teplot je třeba před nafukováním vyčkat, než výrobek dosáhne pokojové teploty.

DOPORUČENÝ POVRCH

11. Výrobek musí být používán na měkkém povrchu. Nikdy nepoužívat v blízkosti ostrých či řezavých předmětů nebo v blízkosti tepelných zdrojů; nepoužívaný výrobek nikdy neudržovat v místech vystavených přímému slunečnímu záření.

UPOZORNĚNÍ PRO OPRAVY

12. V případě zjištění děr či prasklin se nepokoušejte o jejich opravu, protože neodborná oprava může ohrozit celistvost výrobku a způsobit vážné nebezpečí pro bezpečnost a zdraví uživatele. Pouze produkty **Ledragomma Original Pezzi® Maxafe (flexton silpower materiál- Pat.No.EP 1 409 088 B1 - Pat. No. US 7,144,354 B2)** mohou být malé praskliny či otvory do 5 mm délky opraveny za použití speciální sady "Fixa-kit".

SLEDOVATELNOST

13. Na výrobku naleznete kód složený z 6 čísel, který označuje měsíc a rok výroby zboží. Tento kód prosím uvádějte v případě reklamace, protože je nutný pro určení data a výrobní šarže použitých materiálů.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14. Ledragomma S.r.l. odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob či zvířat nebo za škody na majetku či na životním prostředí, způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny pro použití a údržbu obsaženými v tomto návodu k použití a dodávaným spolu s výrobkem.

POZNÁMKY

15. Barevné provedení se může lišit.
16. Cviky on-line: www.ledragomma.com

Výrobce:

Ledragomma Srl - Zona Industriale C.I.P.A.F. - 33010 Osoppo (Ud) - Italy
Tel.+39 0432/986049 - Fax +39 0432/986255 - info@ledragomma.com - www.ledragomma.com

Vyrobeno v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2008 - 13485:2003 "zdravotnické prostředky"